



CREATE IT.

www.nsk-inc.com

ESPAÑOL


PR-D1045ES Ver.1 16.06.NES

TIP GUIDE




Escariadores Neumáticos





ESCARIFICACIÓN



ESCARIFICACIÓN



ESCARIFICACIÓN

MODELO S1

- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252411**

• Tipo Universal

MODELO S2

- Corte Transversal





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252413**

• Tipo Hoz


MODELO S3


- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252412**

• Tipo Perio







PERIO

PERIO



MODELO S10

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252420**

- Tipo Universal Línea Delgada

MODELO S20

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación de placa dental subgingival.




Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252441**

- Raspado de Raíz (Punta recta)

MODELO S21R

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252442**

- Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

MODELO S21L

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.



Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252443**


- Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)



PERIO (Mantenimiento)


Para el mantenimiento de prótesis, implantes y restauraciones.

Las puntas están elaboradas con un material especial que no daña las superficies de los implantes ni los materiales de restauración.



MODELO **V-P10**

Para el mantenimiento de prótesis, implantes y restauraciones.



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900184**

• Juego de 3
*No incluye soporte S35



MODELO **V-P11R**

Las V-P11R/L derecha e izquierda son puntas con doble curva. Esta punta es extralarga para facilitar el acceso a zonas difíciles y evitar interferencias con los dientes adyacentes o los contornos. Su forma fue especialmente diseñada para adaptarse a las distintas morfologías de las piezas dentarias, haciendo de ella una punta apta para una amplia gama de aplicaciones, desde las piezas anteriores hasta los premolares.



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002165**

• Punta curva derecha • Juego de 3
*No incluye soporte S35



MODELO **V-P11L**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002166**

• Punta curva izquierda • Juego de 3
*No incluye soporte S35

MODELO **V-P12**

V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluido el mantenimiento de implantes y dispositivos protésicos. Su forma ofrece un acceso sencillo a todas las áreas de tratamiento.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002167**

• Juego de 3
*No incluye soporte S35



MODELO **S35**



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252015**

• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
*No incluye la Punta de plástico.

MODELO **Kit Escarificador Neumático**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002754**

• S35 soporte : 1 pieza
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno
• Incluye llave de sustitución E-Tip