



CREATE IT.

[www.nsk-inc.com](http://www.nsk-inc.com)

ESPAÑOL


PR-D1045ES Ver.1 16.06.NES

# TIP GUIDE




Escariadores Neumáticos





# ESCARIFICACIÓN



# ESCARIFICACIÓN



ESCARIFICACIÓN

## MODELO S1

- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252411**

• Tipo Universal

## MODELO S2

- Corte Transversal





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252413**

• Tipo Hoz

## MODELO S3


- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252412**

• Tipo Perio







# PERIO



# PERIO

## MODELO S10

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdentes estrechos.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252420**

- Tipo Universal Línea Delgada

## MODELO S20

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación de placa dental subgingival.




Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252441**

- Raspado de Raíz (Punta recta)

## MODELO S21R

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdentes estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252442**

- Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

## MODELO S21L

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdentes estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.



Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252443**


- Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)



# PERIO (Mantenimiento)


Para el mantenimiento de prótesis, implantes y restauraciones.

Las puntas están elaboradas con un material especial que no daña las superficies de los implantes ni los materiales de restauración.



## MODELO V-P10

Para el mantenimiento de prótesis, implantes y restauraciones.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y900184**

• Juego de 3  
\*No incluye soporte S35



## MODELO V-P11R

Las V-P11R/L derecha e izquierda son puntas con doble curva. Esta punta es extralarga para facilitar el acceso a zonas difíciles y evitar interferencias con los dientes adyacentes o los contornos. Su forma fue especialmente diseñada para adaptarse a las distintas morfologías de las piezas dentarias, haciendo de ella una punta apta para una amplia gama de aplicaciones, desde las piezas anteriores hasta los premolares.



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002165**

• Punta curva derecha • Juego de 3  
\*No incluye soporte S35



## MODELO V-P11L



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002166**

• Punta curva izquierda • Juego de 3  
\*No incluye soporte S35

## MODELO V-P12

V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluido el mantenimiento de implantes y dispositivos protésicos. Su forma ofrece un acceso sencillo a todas las áreas de tratamiento.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002167**

• Juego de 3  
\*No incluye soporte S35



## MODELO S35



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252015**

• Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.  
\*No incluye la Punta de plástico.

## MODELO Kit Escarificador Neumático



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002754**

• S35 soporte : 1 pieza  
• V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno  
• Incluye llave de sustitución E-Tip