

get it!

Ofertas Especiales de NSK

NSK
Create it

DEL 1 DE FEBRERO
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023



Turbinas



Contra-ángulos



Higiene bucal



Cirugía



Autoclaves

**¡Y mucho
más!**

Oficinas centrales NSK - Kanuma, Japón



partnership
precision
tomorrow
innovation
quality
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Create it 

Estimado cliente,

Las nuevas ofertas que estás a punto de descubrir son, como siempre, fruto del compromiso que NSK Dental Spain tiene con los profesionales del sector dental de poner a su disposición tecnología de primera calidad al mejor precio. Cada oferta es el resultado de nuestra experiencia y nuestro diálogo con los profesionales y nace de nuestra conciencia de las necesidades reales del equipo que trabaja todos los días en la consulta dental cuidando la salud de las personas.

En los últimos dos años, esta experiencia y este conocimiento se han enriquecido con el diálogo que las nuevas herramientas de comunicación ponen al alcance de todos y que en NSK utilizamos para fortalecer aún más nuestro vínculo con distribuidores, pacientes y dentistas.

La novedad más reciente, que desarrolla lo que ya veníamos haciendo en redes sociales como Facebook e Instagram, es la creación de un área de nuestra web específicamente dedicada a promociones e iniciativas especiales. En <https://spain.promotion.nsk-dental.com/> podrás encontrar, además del archivo PDF de las Ofertas Especiales, información detallada sobre algunas de estas ofertas y otras iniciativas especiales de NSK Dental Spain.

Solo me queda desearos a vosotros, a vuestro equipo y a vuestras familias todo lo mejor para el 2023.

NSK Dental Spain está a tu lado.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain

A handwritten signature in white ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a smaller, more fluid signature.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones.

El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera.


La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

Clean Head System



Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.



Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO • CON LUZ **LED**

POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: $\varnothing 12,5 \times \text{Al } 13,1 \text{ mm}$
- Velocidad: $320.000 \sim 400.000 \text{ min}^{-1}$
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño: $\varnothing 10,8 \times \text{Al } 12,1 \text{ mm}$
- **2 AÑOS** de Garantía



Conexión NSK
MODELO **Z900L**
REF. **P1111**

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **Z900KL**
REF. **P1113**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

689€*
1.558€*

Ti-Max Z micro

TURBINAS NEUMÁTICAS

POTENCIA 20W

- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular
- Rodamientos de Cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Para fresas estándar y mini
- Portafresas Push Botton
- Spray Quattro
- 3X-Power System
- Parada rápida
- Fácil cambio de cartucho

TAMAÑO PEQUEÑO,
ENORME OPERATIVIDAD



Conexión NSK
MODELO **Zmicro PTL**
REF. **PA2357001**


Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **Zmicro KL**
REF. **PA2358**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

689€*
1.558€*

BUENA ACCESIBILIDAD CON EL CABEZAL MINI EN ÁNGULO DE 100°

La cabeza en forma de ángulo de 100° proporciona un mejor acceso a las zonas posteriores. La minicabeza garantiza un mayor campo de visión. Su diseño se basa en la fisiología de la cavidad bucal: permite trabajar con menor tensión al acceder a las zonas posteriores



EL ÁNGULO DE LA CABEZA PERMITE UN FÁCIL ACCESO

Facilita el trabajo y el acceso sin entrar en contacto con las piezas anteriores al trabajar en las zonas posteriores.

S-Max pico


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min⁻¹
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal-Ø: 8,6mm
Altura del Cabezal: 9,0mm



Conexión NSK
MODELO **S-Max pico**
REF. **P1140**

Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **S-Max pico KL**
REF. **P1142**

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

689€*
1.169€*

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Boton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Conexión NSK
MODELO **Pana-Max2 PTL**
REF. **P1211**

319€*
637€*



Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **Pana-Max2 KV**
REF. **P1212**

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

319€*
684€*

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Boton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión directa
MODELO **Pana-Max2 M4**
REF. **P1154**

489€*
1.018€*

ACOPLAMIENTOS **LED**



Acoplamiento para instrumentos NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

- Válvula Anti-Retorno

209€*
429€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**

- Válvula Anti-Retorno

339€*
612€*

S-Max M

BEST PROMO

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ



POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:
ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

2 Turbinas del mismo modelo

Conexión NSK
MODELO **M900L**
REF. **P1254**

819€*
1.850€*



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **M900KL**
REF. **P1258**

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas
de Kaltenbach & Voigt GmbH
& Co, Alemania

819€*
2.074€*




ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoría de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro
- 3 AÑOS de Garantía

MODELO **Z95L**

REF. **C1034**

949€*

~~1.777€*~~



SPRAY SWITCH

EL MOMENTO DEL CAMBIO



Mira como los contra-ángulos NSK reducen considerablemente la generación de aerosoles.

Menos Aerosoles, Menor Riesgo



Chorro de agua



Bruma

Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambia en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro



MODELO **Z25L**

REF. **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- **3 AÑOS** de Garantía

809€*
1.137€*



MODELO **Z45L**

REF. **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2
- **3 AÑOS** de Garantía

949€*
1.587€*

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro



MODELO **X95L**

REF. **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

839€*
1.516€*



MODELO **X95**

REF. **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

639€*
1.158€*



MODELO **X25L**

REF. **C601**

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

639€*
1.117€*



MODELO **X25**

REF. **C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

419€*
797€*

S-Max M

BEST PROMO

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25**
REF. **C1027**

- **Sin Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

619€*
1.358€*



2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25L**
REF. **C1024**

- **Con Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

819€*
1.802€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95**
REF. **C1026**

- **Sin Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

819€*
1.808€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95L**
REF. **C1023**

- **Con Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

1.019€*
2.394€*



Pieza de Mano

MODELO **M65**
REF. **H1008**

- **Sin Luz**
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

399€*
654€*

Kit Premium

- Turbina de Titanio
Con Luz
MODELO **Z900L**
REF. **P1111**
- +** Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**
- +** Contra-Ángulo de Titanio
Con Luz
MODELO **X25L**
REF. **C601**

1.319€*
3.104€*



Kit Superior

- Turbina de Acero Inoxidable
Con Luz
MODELO **M900L**
REF. **P1254**
- +** Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**
- +** Contra-Ángulo de Titanio
Sin Luz
MODELO **X25**
REF. **C611**

949€*
2.151€*



Micromotores

M40 XS LED MICROMOTOR ELÉCTRICO

MODELO **M40 XS** REF. **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

659€*
1.240€*



M40N XS MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ

MODELO **M40N XS** REF. **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

489€*
840€*



S-Max M205 MICROMOTOR NEUMÁTICO

MODELO **S-Max M205** REF. **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

429€*
595€*



iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

+ Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**
+ 2 adaptadores de turbina a elegir

1.779€*
3.522€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra • Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación • Certificado ISO 15883 y 15883-5

+ Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**
+ Solución de limpieza y aclarado
MODELO **n.clean** REF. **ACL600**
+ Solución bactericida, fungicida y virucida
MODELO **n.cid** REF. **ACD600**
+ Aceite de mantenimiento
MODELO **Botella 1 L** REF. **Z016117**
+ 2 adaptadores de turbina a elegir



5.599€*
9.308€*



MODELO **n.clean**
REF. **ACL600**
153€*
202€*

MODELO **n.cid**
REF. **ACD600**
153€*
215€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

MODELO **Pana Spray Plus 500 ml**

21,99€*

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave



iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

MODELO **iClave plus**
REF. **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)



3.599€*
~~7.963€*~~



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero



Cámara de acero



Cámara de cobre

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

REF. **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

1.079€*
~~1.797€*~~



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

REF. **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

389€*
~~637€*~~



Newseal Plus

TERMOSELLADORA

REF. **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

539€*
~~904€*~~



Surgic Pro2

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

El set completo del Surgic Pro2 incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control inalámbrico
- Contra-ángulo
- Micromotor
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA

Hasta 80 Ncm



OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



1 Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



2 Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



3 Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



4 Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



5 Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



6 Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



7 Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



8 Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO **Surgic Pro2**
REF. **Y1004196**

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor sin luz **SG80M**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

2.999€*
5.012€*

MODELO **Surgic Pro2 LED** **LED**
REF. **Y1004195**

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor con luz LED **SGL80M**
- Contra-ángulo óptico **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

3.999€*
6.616€*



Osseo 100

DISPOSITIVO DE
MONITORIZACIÓN
DE OSTEointegración

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO **Osseo 100**
REF. **Y1004175**

1.629€*
3.058€*

MODELO **Osseo 100+**
REF. **Y1004176**

1.769€*
3.494€*



MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

35€*
65€*



* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

Surgic Pro

MICROMOTOR
PARA IMPLANTOLOGÍA

POTENCIA
Hasta 80 Ncm



POTENTE • SEGURO • PRECISO

OPCIÓN 1

Surgic Pro

REF. Y1003587

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- 3 contra-ángulos **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

2.999€*
6.895€*



Contra-Ángulo
SG20 REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro

REF. Y1003587

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo **X-SG93** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano **X-SG65** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

2.999€*
6.736€*



Contra-Ángulo
SG20
REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

Contra-Ángulo
X-SG93
REF. **C1007**
• Sin Luz
• Multiplicador 1:3

Pieza de Mano
X-SG65
REF. **H1038**
• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento



SGL70M - Micromotor compacto y ligero

De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.

OPCIÓN 1

Surgic Pro **LED**

REF. **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- 3 contra-ángulos con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

3.999€*

9.344€*



Contra-Ángulo **X-SG20L** REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro **LED**

REF. **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo con luz **X-SG93L** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano con luz **X-SG65L** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

3.999€*

9.076€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

Contra-Ángulo **X-SG93L**

REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3

Pieza de Mano **X-SG65L**

REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

Surgic Pro2 **LED**

SISTEMA DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO



VarioSurg3 **LED**

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

Micromotor para Implantología

MODELO **Surgic Pro2 LED**

REF. **Y1004195**



Sistema de Cirugía Ultrasónica

MODELO **VarioSurg3 (Sin Pedal)**

REF. **Y1002248**



Módulo de enlace

MODELO **Módulo de Enlace**

REF. **Z1402001**



Carrito de soporte para ambos sistemas

MODELO **iCart Duo**

REF. **S9090**

9.469€*

~~16.680€*~~



CONEXIÓN INALÁMBRICA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal inalámbrico creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto.



Pack Puntas VarioSurg

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo
Descuento equivalente al valor de la punta más barata
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Puede descargar en PDF
el Catálogo de Puntas:



VarioSurg3

SISTEMA ULTRASÓNICO
DE CIRUGÍA ÓSEA

MODELO **VarioSurg3**
REF. **Y1002726**

- Aplicaciones:
Cirugía Ósea
Elevación de Seno
Cirugía Periodontal
Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

5.999€*
11.835€*



Incluido:

Kit Básico
H-SG1
SG3
SG5
SG6D
SG7D
SG11



CON DOBLE LUZ



+ 2ª PIEZA DE MANO CON CABLE



Pieza de Mano con cable VarioSurg3
REF. **E1133001**

Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA
TRATAMIENTO PERIODONTAL

iPiezo engine®



2 SISTEMAS EN 1

- El equipo se compone de:
- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
 - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
 - Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
 - Tres puntas: G4, G8 y G16
 - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
 - Unidad de control



Dispositivo para Tratamiento Periodontal

MODELO **Varios Combi Pro**

REF. **Y1002843**



Tratamiento Periodontal Subgingival

MODELO **Kit Perio**

REF. **Y1003042**



2ª Pieza de Mano - Escarificador Ultrasónico

MODELO **Varios2 Lux**

REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control

MODELO **Kit de Inicio Perio-Control**

REF. **Y1002606**

5.499€*

8.792€*

Kit Perio

TRATAMIENTO
PERIODONTAL
SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
 - Depósito de polvo y manguera
 - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
 - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Pieza de Mano



Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR
MULTIFUNCIONAL
ULTRASÓNICO

REF. **E351050**


- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

Puntas-V

KIT DE INICIO
PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



PULIDO POR AIRE



ULTRASONIDOS



Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA
TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- Ultrasonidos incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G8 y G16
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control



Dispositivo para Tratamiento Periodontal
MODELO **Varios Combi Pro**
REF. **Y1002843**



Tratamiento Periodontal Subgingival
MODELO **Kit Perio**
REF. **Y1003042**



2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico
MODELO **Varios2 Lux**
REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control
MODELO **Kit de Inicio Perio-Control**
REF. **Y1002606**



Surgic Pro **LED**

MICROMOTOR QUIRÚRGICO
PARA IMPLANTOLOGÍA

POTENCIA Hasta 80 Ncm

El set completo del Surgic Pro LED incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control
- Contra-ángulo X-SG20L
- Micromotor SGL70M
- Tubo de irrigación (pack de 3)
- y otros accesorios



Micromotor para Implantología
MODELO **Surgic Pro LED**
REF. **Y1003586**



Contra-Ángulo
MODELO **X-SG20L**
REF. **C1003001**



Contra-Ángulo
MODELO **X-SG20L**
REF. **C1003001**



Contra-Ángulo
MODELO **X-SG20L**
REF. **C1003001**



Varios Combi Pro + Surgic Pro **LED**

7.299€*
18.136€*

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM
SUPRA Y SUBGINGIVAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

- +** Eliminator de película biológica
MODELO **Perio-Mate**
- +** 2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate**
REF. **T1043010**
- +** Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g
MODELO **Perio-Mate Powder**
REF. **Y900938**

949€*
2.096€*



Perio-Mate Powder
REF. **Y900938**


- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

63€*
87€*


TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO
INALÁMBRICO

MODELO **iSD900**
REF. **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

1.299€*
2.022€*



PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**
REF. **H264**
• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1

439€*
608€*

MODELO **X-SG65L**
REF. **H1009**
• Con Luz
• Velocidad Dir. 1:1

879€*
1.234€*



MODELO **X-SG65**
REF. **H1038**
• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1

529€*
736€*



MODELO **X450L**
REF. **P1078**
• Con Luz
• Sólo para fresas de 25 mm de largo

779€*
1.085€*



MODELO **SGS-E2S**
REF. **H266**
• Sin Luz
• Multiplicador 1:2

889€*
1.248€*



MODELO **SGA-ES**
REF. **H263**
• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1
• Ángulo de 20°

759€*
1.059€*



MODELO **SGA-E2S**
REF. **H265**
• Sin Luz
• Multiplicador 1:2
• Ángulo de 20°

969€*
1.355€*

PIEZAS DE MANO · MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**
REF. **SH162**
• Sin Luz
• Reducción 3:1

1.189€*
1.659€*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**
REF. **SH163**
• Sin Luz
• Reducción 3:1

1.489€*
2.070€*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**
REF. **SH164**
• Sin Luz
• Reducción 3:1

1.589€*
2.233€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigación

REF. **Y900113**
• Juego de 5 tubos

43,69€*
87€*



Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA
IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**
REF. **HA1200**

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES
ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

1.299€*
1.807€*

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1

DESMONTABLE



MODELO **X-SG20L**
REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

1.079€*
1.509€*

MODELO **X-DSG20L**
REF. **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

1.159€*
1.622€*



MODELO **X-DSG20**
REF. **C1067**

- Sin Luz

939€*
1.318€*



MODELO **SG20**
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

739€*
1.037€*



MODELO **SGMS-ER20i**
REF. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

659€*
927€*

ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**
REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

1.079€*
1.516€*



MODELO **X-SG93**
REF. **C1007**

- Sin Luz

839€*
1.179€*

MODELO **Z-SG45L**
REF. **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

1.049€*
1.476€*



MODELO **Z-SG45**
REF. **C1108**

- Sin Luz

899€*
1.263€*


Sistema Exclusivo NSK

iPiezo engine®

MOTOR ULTRASÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Exclusivo de **NSK**



Función de retroalimentación

iPiezo engine® de NSK suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el iPiezo engine® de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

Varios 970

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED**
REF. **Y1004161**

1.629€*
3.061€*

MODELO **Varios 970**
REF. **Y1004160**

1.409€*
2.642€*



Varios 370

iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO **Varios 370**
REF. **Y1001340**

729€*
1.358€*

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO



Puntas Varios

1 + 1

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



NSK Young Smilebox

EL NUEVO Y PRÁCTICO KIT DE HIGIENE BUCAL



MODELO **SMILEBOX**
REF. **S220001**

299€*
763€*



FX57m:

- Contra-Ángulo de pulido sin luz
- Reducción 4:1
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables



Copa de Pulido Elite Soft

- Diseño especial para reducir salpicaduras
- Pack de 144 unidades



2Tone™

- Revelador de placa con fórmula avanzada de dos colores
- Botella de 59ml



Dry Tips

- Discos absorbentes de saliva
- Pack de 50 unidades



Pasta de Pulido con sabor a menta

- Elimina las manchas, blanquea y pule en un solo paso
- Pack de 125 unidades

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**
REF. **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

269€*
372€*



MODELO **X55**
REF. **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

569€*
797€*

ESCARIFICADORES



MODELO **S970L**
REF. **T1005**

- Con Luz

819€*
1.436€*

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**
REF. **T1020**

- Sin Luz

629€*
1.178€*



MODELO **S970KL**
REF. **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

839€*
1.569€*



MODELO **AS2000 M4**
REF. **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

299€*
604€*

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Acoplamiento sencillo e instantáneo
Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Sistema de blanqueamiento dental
MODELO **Prophy-Mate neo**



2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Larga**
REF. **T797010**



Flash Pearl · 4 frascos de 300 g
MODELO **Flash Pearl**
REF. **Y900698**

949€*
1.885€*



Giro fácil y fluido de 360°



Flash Pearl

REF. **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

79€*
122€*

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO **iProphy**
REF. **Y1500015**

829€*
1.556€*

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, el **iProphy** inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos de gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento gracias al **iProphy**.



Kit Endodoncia

Localizador de Ápice

MODELO **iPex II**
REF. **Y1002208**

Micromotor

MODELO **Endo-Mate DT2**
REF. **Y1004230**

Conector

MODELO **MPAS-F20R**
REF. **Y110046**

1.799€*
3.663€*



MODELO **X35L**
REF. **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

909€*
1.276€*



MODELO **X35**
REF. **C624**

- Sin Luz

619€*
862€*



MODELO **MPAS-F20R**
REF. **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

389€*
539€*

MODELO **Ti-ENDO**
REF. **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

799€*
1.113€*



MODELO **EX-ENDO 128**
REF. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

509€*
717€*



Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

909€*

1.894€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

629€*

1.230€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

979€*

1.749€*



ULTIMATE XL TORQUE

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.439€*

2.381€*



ULTIMATE XL COMPACTO


MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.239€*

2.381€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹

849€*

1.717€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA
SIN LUBRIFICACIÓN

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

619€*

1.158€*



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.239€*

2.315€*



PRESTO AQUA LUX **LED**

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.609€*

3.027€*



Equipo Dental Móvil

Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

REF. **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.599€*

16.491€*



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

REF. **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

8.299€*

15.124€*



VIVA MATE G5 **LED**

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

REF. **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.539€*

2.166€*



El servicio hace la diferencia

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN



CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

TEL: +34 91 626 61 28 E-MAIL: SAT@NSK-SPAIN.ES

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas
camacho@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia, León,
Asturias e Islas Canarias
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

Jose María Castro

Málaga, Granada, Jaén, Almería
Ciudad Real, Ceuta y Melilla
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura
gibbah@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal
costa@nsk-spain.es
móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid
toribio@nsk-spain.es
móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentís


Cataluña y Huesca
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente


Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete y Teruel
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria,
Burgos, Soria y Zaragoza
miguelgonzalez@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 92 21



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid
tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

