



Ofertas Especiales

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021





partnership **innovation**
precision
tomorrow **quality**
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Estimado cliente,

Los tiempos complejos que estamos viviendo exigen valores sólidos y capacidad de evolucionar. Y para nuestra industria, que se preocupa directamente por la salud y el bienestar de las personas, son momentos especialmente difíciles.

Consciente de esta situación, NSK quiere estar a tu lado, ahora más que nunca, con la calidad de sus productos y servicios y una propuesta comercial capaz de ofrecer a los odontólogos la tecnología más eficiente y de confianza al mejor precio.

Puede que hayas notado que con este primer Flyer de Ofertas Especiales de 2021, hemos actualizado nuestra imagen corporativa que sigue la nueva línea de comunicación de NSK Dental para ofrecer una disposición e información de productos más clara que te ayude a elegir el producto que más se ajuste a tus necesidades.

Incluso en estos cambios, que parecen única y exclusivamente estéticos, queremos reflejar la calidad de nuestro servicio y atención que damos a cada uno de nuestros clientes.

Os recordamos que todo el equipo de NSK Dental España está siempre a vuestra disposición, os deseamos un próspero año 2021.

Saludos cordiales

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain



SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones.

El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera.

La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

Clean Head System



Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **3 AÑOS** de Garantía

MODELO **Z95L**

CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

899€*

1.627€*

SPRAY SWITCH



EL MOMENTO DEL CAMBIO

Función para Dos Modos de Spray



Chorro de agua



Bruma

Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

La primera función de pulverizador con dos variantes del mundo le permitirá escoger al instante entre pulverización en bruma o en chorro. Cambia al instante dependiendo de la situación y el procedimiento. El chorro de agua previene de enfisemas subcutáneos mientras que refrigera durante procedimientos de restauración. Cuando la bruma de aire pueda utilizarse sin ninguna restricción, simplemente cambie el tipo de pulverización. No requiere ninguna modificación en el instrumento.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **Z25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- **3 AÑOS** de Garantía

699€*
1.041€*



MODELO **Z45L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2
- **3 AÑOS** de Garantía

899€*
1.453€*



Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **X95L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.388€*



MODELO **X95**
CÓDIGO DE PEDIDO **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.061€*



MODELO **X25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Transmisión 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.023€*



MODELO **X25**
CÓDIGO DE PEDIDO **C611**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

399€*
730€*



Contra-Ángulos

S-Max M

BEST PROMO

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- **Sin Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.244€*



2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1024**

- **Con Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.650€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- **Sin Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.656€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1023**

- **Con Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

999€*
2.192€*



Pieza de Mano

MODELO **M65**
CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

369€*
599€*

- **Sin Luz**
- Transmisión 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Conexión NSK
 MODELO **Pana-Max2 PTL**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

299€*
 584€*



Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Pana-Max2 KV**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

299€*
 626€*

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión directa
 MODELO **Pana-Max2 M4**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

449€*
 932€*

ACOPLAMIENTOS



Acoplamiento para instrumentos NSK
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

- Válvula Anti-Retorno

189€*
 393€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®
 MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**

- Válvula Anti-Retorno

299€*
 561€*

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO • CON LUZ **LED**

POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min⁻¹
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 AÑOS** de Garantía



Conexión NSK
 MODELO **Z900L**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

599€*
 1.427€*



Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Z900KL**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

KaVo® y MULTIflex LUX®
 son marcas registradas
 de Kaltenbach & Voight GmbH
 & Co, Alemania

599€*
 1.427€*

S-Max M

BEST PROMO

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ **LED**

POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:
ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho
por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

**2 Turbinas
del mismo modelo**

Conexión NSK
 MODELO **M900L**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

799€*
 1.694€*



**2 Turbinas
del mismo modelo**

Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **M900KL**
 CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

KaVo® y MULTIflex LUX®
 son marcas registradas
 de Kaltenbach & Voight GmbH
 & Co, Alemania

799€*
 1.900€*



Kit Premium

Turbina de Titanio
Con Luz

MODELO **Z900L**
REF. **P1111**



Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**



Contra-Ángulo de Titanio
Con Luz
MODELO **X25L**
REF. **C601**

1.259€*
2.843€*



Kit Superior

Turbina de Acero Inoxidable
Con Luz

MODELO **M900L**
REF. **P1254**



Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**



Contra-Ángulo de Titanio
Sin Luz
MODELO **X25**
REF. **C611**

869€*
1.970€*



Micromotores

M40 XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO



MODELO **M40 XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

599€*
1.136€*



M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO
SIN LUZ

MODELO **M40N XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

449€*
769€*



S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

MODELO **S-Max M205** CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

389€*
545€*



DynaLED M205LG

MICROMOTOR NEUMÁTICO



MODELO **DynaLED M205LG** CÓDIGO DE PEDIDO **M1018**

- Sistema Anti-Retorno
- Autogenerador Eléctrico 25.000 LUX
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

899€*
1.283€*



iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

MODELO **iClave plus**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)



3.399€*
~~7.292€*~~



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero



Cámara de acero



Cámara de cobre

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

989€*
~~1.645€*~~



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

349€*
~~584€*~~




Newseal Plus

TERMOSELLADORA

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

499€*
~~828€*~~



iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS


- Capacidad para cuatro instrumentos:
2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



2 adaptadores de turbina a elegir

1.699€*
3.225€*



Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano
Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

MODELO **Pana Spray Plus 500 ml**

19,99€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



ELIMINA*

Covid-19


* con certificación oficial



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5

- + Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**
- + Solución de limpieza y aclarado
MODELO **n.clean** REF. **ACL600**
- + Solución bactericida, fungicida y virucida
MODELO **n.cid** REF. **ACD600**
- + Aceite de mantenimiento
MODELO **Botella PEHD 1 L** REF. **Z016117**
- + 2 adaptadores de turbina a elegir

4.999€*
8.523€*



Ciclo de limpieza, desinfección y lubricación
Máx. MINUTOS **15'**
4 INSTRUMENTOS
PARA UN MANTENIMIENTO PERFECTO

n.clean



CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

139€*
185€*

n.cid



CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

Solución bactericida, fungicida y virucida

139€*
197€*

Surgic Pro

MICROMOTOR
PARA IMPLANTOLOGÍA

MAYOR POTENCIA

Hasta 80 Ncm



POTENTE • SEGURO • PRECISO

OPCIÓN 1

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**
• Incluye Micromotor **SG70M**

2.999€*

6.314€*



Contra-Ángulo **SG20**
REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**
• Incluye Micromotor **SG70M**

2.999€*

6.168€*



Contra-Ángulo
SG20
REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

Contra-Ángulo
X-SG93
REF. **C1007**
• Sin Luz
• Multiplicador 1:3

Pieza de Mano
X-SG65
REF. **H1038**
• Sin Luz
• Velocidad Dir. 1:1

OPCIÓN 3

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**
• Incluye Micromotor **SG70M**

2.999€*

7.214€*



Contra-Ángulo
SG20
REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

Dispositivo de Monitorización
de Osteointegración
Osseo100
REF. **Y1004175**

OPCIÓN 4

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**
• Incluye Micromotor **SG70M**

2.999€*

6.266€*



Contra-Ángulo
SG20
REF. **C1010**
• Sin Luz
• Reducción 20:1

Destornillador Protésico
Inalámbrico
iSD900
REF. **Y1001358**



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento



SGL70M - Micromotor compacto y ligero

De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.

OPCIÓN 1

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**
• Incluye Micromotor **SGL70M**

3.999€*
8.557€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. **C1003**
• Con Luz
• Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**
• Incluye Micromotor **SGL70M**

3.999€*
8.311€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. **C1003**
• Con Luz
• Reducción 20:1

Contra-Ángulo **X-SG93L**
REF. **C1004**
• Con Luz
• Multiplicador 1:3

Pieza de Mano **X-SG65L**
REF. **H1009**
• Con Luz
• Velocidad Dir. 1:1

OPCIÓN 3

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**
• Incluye Micromotor **SGL70M**

3.999€*
8.593€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. **C1003**
• Con Luz
• Reducción 20:1

Dispositivo de Monitorización de Osteointegración **Osseo100**
REF. **Y1004175**

OPCIÓN 4

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**
• Incluye Micromotor **SGL70M**

3.999€*
7.645€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. **C1003**
• Con Luz
• Reducción 20:1

Destornillador Protésico Inalámbrico **iSD900**
REF. **Y1001358**

Surgic Pro+

SISTEMA DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto



VarioSurg3

LED

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

- + Micromotor para Implantología
MODELO **Surgic Pro+ LED** REF. **Y1003585**
- + Sistema de Cirugía Ultrasónica
MODELO **VarioSurg3** (Sin Pedal) REF. **Y1002248**
- + Carrito de soporte para ambos sistemas
MODELO **iCart Duo** REF. **S9090**
- + Cable de conexión
MODELO **Cable de Enlace** REF. **Z1189**

8.999€*
15.157€*



Pack Puntas VarioSurg

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo
Descuento equivalente al valor de la punta más barata
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf



VarioSurg3

SISTEMA DE CIRUGÍA ULTRASÓNICA

MODELO **VarioSurg3** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones:
 - Cirugía Ósea
 - Elevación de Seno
 - Cirugía Periodontal
 - Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
 - Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

5.699€*
10.838€*



Incluido:

Kit Básico
H-SG1
SG3
SG5
SG6D
SG7D
SG11



CON DOBLE LUZ



+ 2ª PIEZA DE MANO CON CABLE



Pieza de Mano con cable VarioSurg3
REF. **E1133001**

Varios Combi Pro iPiezo engine®

DISPOSITIVO PARA
TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

- El equipo se compone de:
- Prophy-System
Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
 - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
 - Ultrasonidos
Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
 - Tres puntas: G4, G6, G8
 - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
 - Unidad de control



iPiezo engine®

Motor Ultrasónico
de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Dispositivo para Tratamiento Periodontal
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



Tratamiento Periodontal Subgingival
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control
MODELO **Kit de Inicio Perio-Control** REF. **Y1002606**

4.999€*
8.051€*

Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL
SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
 - Depósito de polvo y manguera
 - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
 - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Pieza de Mano



Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR
MULTIFUNCIONAL
ULTRASÓNICO

REF. **E351050**



- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

Puntas-V

KIT DE INICIO
PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



PULIDO POR AIRE



ULTRASONIDOS



Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM
SUPRA Y SUBGINGIVAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Eliminador de película biológica
MODELO **Perio-Mate**



2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate** REF. T1043010



Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. Y900938

899€*
1.920€*



Perio-Mate Powder


REF. Y900938

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59€*
80€*



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO
INALÁMBRICO

MODELO **iSD900** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

899€*
1.852€*



Osseo 100

DISPOSITIVO
DE MONITORIZACIÓN
DE OSTEOINTEGRACIÓN

MODELO **Osseo 100**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

1.499€*
2.800€*



Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

PROCEDIMIENTO EN 3 PASOS



1. Fijar el Multipeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque, aproximadamente).



2. Basta con apuntar al imán de la parte superior del Multipeg™: no invasivo, objetivo, preciso y repetible. El perno recibe la estimulación de los impulsos magnéticos y vibra debido a la rigidez de la zona de contacto entre el hueso y la superficie del implante.



3. Así se genera un valor ISQ, que aparece en pantalla. Éste refleja el nivel de estabilidad en la escala universal ISQ con valores de 1 a 99. Cuanto más alto es el valor ISQ más estable es el implante.

ISQ (COCIENTE DE ESTABILIDAD DEL IMPLANTE)

La micromovilidad disminuye drásticamente de 60 a 70 ISQ

Valor ISQ

60

Tras un tiempo de espera se repite la medición

70

Casos completos o parciales 2 fases, 1 fase

Casos únicos 1 fase Carga inmediata

Multipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

32€*
60€*



* Existen diferentes modelos de Multipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**
CÓD. PEDIDO **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

399€*
557€*

MODELO **X-SG65L**
CÓD. PEDIDO **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

799€*
1.130€*



MODELO **X-SG65**
CÓD. PEDIDO **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

499€*
674€*



MODELO **SGS-E2S**
CÓD. PEDIDO **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

799€*
1.143€*



MODELO **SGA-ES**
CÓD. PEDIDO **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

699€*
970€*



MODELO **SGA-E2S**
CÓD. PEDIDO **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

899€*
1.240€*

PIEZAS DE MANO · MICROSISIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**
CÓD. PEDIDO **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.079€*
1.519€*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**
CÓD. PEDIDO **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.349€*
1.895€*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**
CÓD. PEDIDO **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.459€*
2.045€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos

39,99€*
80€*



Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada
La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO **X-SG20L**
CÓD. PEDIDO **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

989€*
1.382€*

MODELO **X-DSG20L**
CÓD. PEDIDO **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

1.099€*
1.486€*



MODELO **X-DSG20**
CÓD. PEDIDO **C1067**

- Sin Luz

899€*
1.207€*

DESMONTABLE



MODELO **SG20**
CÓD. PEDIDO **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

679€*
950€*



MODELO **SGMS-ER20i**
CÓD. PEDIDO **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

599€*
849€*

ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**
CÓD. PEDIDO **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

989€*
1.388€*



MODELO **X-SG93**
CÓD. PEDIDO **C1007**

- Sin Luz

769€*
1.080€*

MODELO **Z-SG45L**
CÓD. PEDIDO **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

999€*
1.352€*



MODELO **Z-SG45**
CÓD. PEDIDO **C1108**

- Sin Luz

799€*
1.157€*

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**
CÓDIGO DE PEDIDO **HA1200**

1.199€*
1.665€*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

El SGX-E20R hará que los procedimientos con implantes zigomáticos y pterigoideos sean más sencillos y eficientes. Beneficiarse de la forma especialmente diseñada para procedimientos de implantes zigomáticos y pterigoideos. El sistema de sellado especial diseñado por NSK en la punta del instrumento previene que la contaminación generada en cualquier procedimiento acceda al interior del mismo y su superficie lisa facilita la limpieza del instrumento.




Ángulo óptimo para implantes zigomáticos

Comparado con los contra-ángulos de cirugía convencionales. El SGX-E20R está específicamente angulado para optimizar el acceso al hueso zigomático y mejorar la visibilidad.



Sistema de irrigación externo gracias al suministro de agua externo

El sistema de irrigación externo del SGX-E20R enfría el área de tratamiento y la fresa eficientemente.



Sistema de sellado original

La prevención de entrada de materiales contaminantes en el interior del instrumento hace que la limpieza más sencilla prolongando así la vida del instrumento.

Higiene bucal

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.


MODELO **iProphy**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1500015**

879€*
1.425€*



DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, el iProphy inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos de gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento gracias al iProphy.



Ligera y fácil de usar

Pieza de Mano ligera, fácil de agarrar y bien nivelada. Diseñada y desarrollada para incluir las últimas características ergonómicas. No pesa ni cuándo debe utilizarse en los tratamientos de pulido más prolongados.



Cabezal de 360°

Conmutador simple mediante el sistema de juntas rápidas. Además, su operatividad ha sido muy mejorada ya que la cabeza se puede colocar formando seis ángulos diferentes para adaptarse a la posición requerida en cada tratamiento.




Amplio rango de velocidades

Al cambiar las cabezas, se puede elegir entre un amplio rango de velocidades que van de las 500 a las 2.500 revoluciones por minuto. Esta pieza de mano se puede utilizar para una gran variedad de procedimientos.

iPiezo engine® MOTOR ULTRASÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Exclusivo de **NSK**



Función de retroalimentación

iPiezo engine® de NSK suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el iPiezo engine® de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

Sistema Exclusivo NSK

El motor iPiezo engine® de NSK, hace que los tratamientos sean más cómodos y rápidos, beneficiando tanto al paciente como al dentista por igual.

Varios 970 iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED**
REF. **Y1004161**

1.499€*
2.803€*

MODELO **Varios 970**
REF. **Y1004160**

1.299€*
2.419€*



Varios 570 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Con luz LED



MODELO **Varios 570 LED**
REF. **Y1001273**

999€*
1.896€*



Varios 370 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO

MODELO **Varios 370**
REF. **Y1001340**

699€*
1.243€*



Puntas Varios

1 + 1

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/varios_tips/



NSK Young Smilebox

EL NUEVO Y PRÁCTICO KIT DE HIGIENE BUCAL



MODELO **SMILEBOX**
REF. **S220001**

279€*
699€*



FX57m:

- Contra-Ángulo de pulido sin luz
- Reducción 4:1
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables



Copa de Pulido Elite Soft

- Diseño especial para reducir salpicaduras
- Pack de 144 unidades



2Tone™

- Revelador de placa con fórmula avanzada de dos colores
- Botella de 59ml



Dry Tips

- Discos absorbentes de saliva
- Pack de 50 unidades



Pasta de Pulido con sabor a menta

- Elimina las manchas, blanquea y pule en un solo paso
- Pack de 125 unidades

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**
CÓD. PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

249€*
340*



MODELO **X55**
CÓD. PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

499€*
730€*

ESCARIFICADORES



MODELO **S970L**
CÓD. PEDIDO **T1005**

- Con Luz

749€*
1.315*

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599€*
1.079*



MODELO **S970KL** CÓD. PEDIDO **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

799€*
1.437*



MODELO **AS2000 M4**
CÓD. PEDIDO **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

259€*
553*

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Acoplamiento sencillo e instantáneo
Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Sistema de blanqueamiento dental
MODELO **Prophy-Mate neo**



2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. T797010



Flash Pearl · 4 frascos de 300 g
MODELO **Flash Pearl** REF. Y900698

899€*
1.726€*




Flash Pearl

REF. Y900698

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

72€*
112€*



Giro fácil y fluido de 360°



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

Kit Endodoncia

Localizador de Ápice
 MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**



Micromotor
 MODELO **Endo-Mate DT2** REF. **Y1004230**



Conector
 MODELO **MPAS-F20R** REF. **Y110046**

1.699€*
 3.354€*



MODELO **X35L**
 CÓD. PEDIDO **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
 - Reducción 10:1
 - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

829€*
 1.168€*



MODELO **X35**
 CÓD. PEDIDO **C624**

- Sin Luz

569€*
 789€*



MODELO **MPAS-F20R**
 CÓD. PEDIDO **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

359€*
 493€*

MODELO **EX-ENDO 128**
 CÓD. PEDIDO **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

469€*
 657€*



MODELO **Ti-ENDO**
 CÓD. PEDIDO **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

729€*
 1.019€*



Endodoncia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004230**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

829€*
1.735€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

599€*
1.126€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899€*
1.602€*




ULTIMATE XL TORQUE

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.279€*
2.181€*




ULTIMATE XL COMPACTO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.079€*
2.181€*



VOLVERE i7 MICROMOTOR ESTÁNDAR

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹

799€*
1.572€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA
SIN LUBRIFICACIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

599€*
1.061€*



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.199€*
2.120€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.559€*
2.772€*



Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

9.999€*
15.102€*



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
 - Set básico VIVA ace
 - Kit de micromotor VIVA ace
 - Kit de escarificador VIVA ace

7.999€*
13.850€*



VIVA MATE G5

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.419€*
1.984€*





**¡PRUEBE NSK
GRATIS!**

PRUEBE LOS PRODUCTOS
DE NSK
Y DESCUBRA POR QUÉ
LOS PROFESIONALES
QUE LOS PRUEBAN,
LOS COMPRAN.

www.trynsk.es



Confianza Probada

La confianza es un valor fundamental. Y NSK siempre se la ha ganado gracias a la calidad, eficiencia y fiabilidad de sus productos. ¡Pruébalos ya!

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

TEL: +34 91 626 61 28

E-MAIL: SAT@NSK-SPAIN.ES



Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas

camacho@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias

portela@nsk-spain.es

móvil: +34 645 42 69 12

Jose María Castro

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia,

Ciudad Real, Ceuta y Melilla

castro@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

gibbah@nsk-spain.es

móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

costa@nsk-spain.es

móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

suarez@nsk-spain.es

móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo

toribio@nsk-spain.es

móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentís

Cataluña y Huesca

sentis@nsk-spain.es

móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Zaragoza, Teruel, Comunidad Valenciana, Albacete e Islas Baleares

llorente@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 03


Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,

Cantabria y Burgos

miguelgonzalez@nsk-spain.es

móvil: +34 627 75 92 21



EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid

tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

