

Ofertas

DESDE EL 11 DE MARZO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

¡Flash!

Escanee el
código QR para
más información



32

razones para elegir el
Varios Combi Pro2

Contenido:

- Unidad de control Varios Combi Pro2
- Pieza de mano ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Manguera ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Depósito Prophy
- Manguera Prophy
- Pieza de mano para aeropulido (Prophy)
- Pedal de control inalámbrico
- Soporte
- Manguera de aire
- Manguera de agua
- Set de botellas de irrigación
- Set CLM
- Puntas ultrasonidos: G8, G16 y P20
- Polvo FLASH pearl (300 g)

NUEVO

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **679,90€/MES**

OFERTA

Dispositivo para tratamiento periodontal

Varios Combi Pro2

REF. Y1500505



Tratamiento periodontal subgingival

Kit Perio

REF. Y1500470



Para pieza de mano Perio

Boquilla Jet

REF. TA10770106



Carrito de soporte

iCart Prophy2

REF. S9898



Para iCart Prophy2

Kit botella de agua

REF. Y1500719



Solución desinfectante

b.clean

REF. BCL600

6.799€*

12.813€*



Ofertas

DESDE EL 11 DE MARZO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

¡Flash!

MODELO **Surgic Pro2** **LED**
REF. **Y1004195**

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra-ángulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

MODELO **Surgic Pro2**
REF. **Y1004196**

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra-ángulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA
Hasta 80 Ncm



Escanee el código QR para más información



¡¡ OFERTA LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS!!

OFERTA

Surgic Pro2 ++ **SG20*** x3



3.099€*
6.610€*

Surgic Pro2 LED ++ **X-SG20L*** x3



4.099€*
8.878€*

* 1 contra-ángulo de serie + 2 contra-ángulo adicional del mismo modelo

Ofertas

DESDE EL 11 DE MARZO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

¡Flash!

VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

CON DOBLE LUZ



LED

MODELO **VarioSurg 4**
REF. **Y1500706**

4.299€*
~~10.068€*~~



Incluye:

- Unidad de control
- Pieza de mano LED con cable de 2m
- Pedal de control FC-86
- Cassette de esterilización
- Soporte para pieza de mano
- Tubo de irrigación (3 uds.) y otros accesorios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)



Características:

- Gran aumento de potencia
- 3 modos (CIRUGIA, ENDO, PERIO)
- Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias)
- Funciones principales
- 9 programas (CIRUGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de sintonización automática
- Función de enlace dinámico

Aplicaciones:

- Cirugía oral
- Cirugía ósea
- Raspado
- Elevación de seno
- Extracción
- Membrana sinusal
- Preparación de implantes

Perio:

- Raspado
- Perio (alisado radicular)
- Mantenimiento
- Endo Retrogrado

Ultimate XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

MODELO **ULTIMATE XL TORQUE**
REF. **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.359€*
~~2.602€*~~



Ofertas

DESDE EL 11 DE MARZO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026

¡Flash!

Ti-Max Z TURBINAS DE TITANIO CON LUZ

Conexión NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexión KaVo® MULTIflex®
Z990KL
REF. PA2375

POTENCIA 44W

 **2 años de garantía**

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos • Rodamientos de Cerámica • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Spray Quattro • Sistema de Cabezal Limpio • Parada rápida • Microfiltro • DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWER CHUCK
- Fácil cambio de cartucho • Velocidad: 280.000-360.000 min⁻¹ • Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

OFERTA 1 + 1

Z990L + Z990L

999€* 3.694€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

Z990KL + Z990KL

999€* 3.694€*



Ti-Max Z CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

Z99L Con Luz 1:5
REF. C1034

Z25L Con Luz 1:1
REF. C1038

 **3 años de garantía**

- Clean Head System (Anti-Retorno) • Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro) • Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button • Rodamientos de cerámica • Microfiltro

- Clean Head System (Anti-Retorno) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Microfiltro • Spray Simple
- Para fresas CA (ø2,35) • Velocidad Máx: 40.000 min⁻¹

OFERTA 1 + 1

Z99L + Z99L

2 CONTRA ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

1.349€* 3.884€*

Z25L + Z25L

2 CONTRA ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

999€* 2.484€*



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es